

**Problemi di
incontinenza urinaria?
I tamponi vaginali
vi daranno sicurezza.**

In modo semplice e discreto.
Chiedete al vostro medico.



La Sua vescica sensibile La limita nella vita quotidiana?

Il tampone vaginale RECAfem è un ausilio eccezionale che La aiuterà a contrastare le perdite involontarie di urina.

RECAfem esercita pressione dalla vagina verso l'uretra, impedendo così la fuoriuscita involontaria di urina in caso di sollecitazione fisica, offrendo nello stesso tempo sostegno ai tessuti e alla muscolatura della zona genitale. Si muova in tutta libertà, senza limitazioni e si senta libera: nella vita quotidiana, ma anche nell'attività sportiva.

RECAfem è facilissimo da applicare: lasciare ammorbidire RECAfem per alcuni istanti nell'acqua, premere per rimuovere l'acqua in eccesso, se è necessario cospargere di crema lubrificante e introdurre.

RECAfem Le dona fino a 12 ore di sicurezza.

RECAfem soddisfa le esigenze più svariate, per questo è disponibile in 5 misure ed in 2 lunghezze diverse.



RECAFem – l'ausilio rapido e semplice per la Sua vescica nei casi di perdita di urina e problemi di prolasso.

Vuole provare il tampone RECAFem?

Abbiamo messo a punto per Lei cinque set di prova, ciascuno contenente tre tamponi. Insieme al Suo medico, scelga il set di prova RECAFem più adatto a Lei. Il Suo medico Le rilascerà la ricetta e riceverà il set di prova imballato, con la massima discrezione, direttamente a casa Sua o presso lo studio medico.

Noi di Publicare non Le inviamo semplicemente i prodotti a casa, ma ci occuperemo anche della fatturazione con la Sua assicurazione.

Publicare è il Suo specialista in ausili per l'incontinenza urinaria.





Publicare – consigliare bene dal 1993.

 **publicare**

Publicare AG | Vorderer Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
info@publicare.ch | www.publicare.ch

Semplice. Discreto. Esperti.



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Correspondance commerciale-réponse

Publicare AG

Vorderi Böde 9

5452 Oberrohrdorf

Qual è il RECAfem più adatto a Lei?

Ordini il Suo set di prova.

Il set di prova è a pagamento.

RECAfem lunghezza standard

- Incontinenza urinaria da stress
 - Incontinenza urinaria combinata (stress e vescica iperattiva)
 - Condizioni di prolasso o irritazione dell'uretra e della vagina (cicatrici, atrofia, infiammazioni)
 - Prolasso genitale
- Set di prova A** | N° Art. RECA 66.0A:
lunghezza standard 4,4 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 2,3 cm, \varnothing 2,7 cm, \varnothing 3,3 cm.
- Set di prova B** | N° Art. RECA 66.0B:
lunghezza standard 4,4 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 2,7 cm, \varnothing 3,3 cm, \varnothing 4 cm.
- Set di prova C** | N° Art. RECA 66.0C:
lunghezza standard 4,4 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 3,3 cm, \varnothing 4 cm, \varnothing 4,5 cm.

RECAfem lunghezza ridotta

- In caso di ablazione chirurgica della vagina in seguito all'operazione di Wertheim
 - In caso di sintomi di prolasso genitale, il tampone può essere posizionato contro la parete posteriore della vagina, riducendo così la pressione verso l'esterno
 - In seguito a colposospensione di Burch, un tampon lungo compensa la piegatura
- Set di prova AV** | N° Art. RECA 66.0AV:
lunghezza ridotta di 3,1 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 2,3 cm, \varnothing 2,7 cm, \varnothing 3,3 cm.
- Set di prova BV** | N° Art. RECA 66.0BV:
lunghezza ridotta di 3,1 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 2,7 cm, \varnothing 3,3 cm, \varnothing 4 cm.
- Set di prova CV** | N° Art. RECA 66.0CV:
lunghezza ridotta di 3,1 cm
Ogni set contiene 1 es. con \varnothing 3,3 cm, \varnothing 4 cm, \varnothing 4,5 cm.
- Desidero ricevere ulteriori informazioni su RECAfem, vi prego di contattarmi.**

Ricetta Ripetibile

Periodo di validità in caso di malattia: 12 mesi

Ente d'emissione

Timbro | Firma

Data

OPre | EMap Capitolo 15

I capitoli fanno riferimento all'Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) dell'Ordinanza sulle prestazioni.

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Malattia | <input type="checkbox"/> Incontinenza media |
| <input type="checkbox"/> Incidente | <input type="checkbox"/> Incontinenza grave |
| <input type="checkbox"/> AI | <input type="checkbox"/> Incontinenza totale |

Cassa malati

Numero assicurazione

N° AI della decisione

Nome

Cognome

Via | N°

NPA | Località

Telefono

Data di nascita

Fornitore: Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
N° RCC A7535.19

Céline,
collaboratrice Publicare



**Facciamo in modo che ogni
cliente trovi il presidio più adatto.**

**Lei non è la sola ad avere una vescica debole. Circa
un quinto della popolazione, soffre di disturbi alla
vescica.**

Chieda l'assistenza di un'esperta del servizio clienti: troveremo quello che desidera. Da noi trova gli ausili medici adeguati utilizzabili anche nel caso di incontinenza urinaria. Noi Le forniremo ciò che Lei cerca.

Ci chiami, siamo qui per Lei – 056 484 15 00.

Semplice. Discreto. Esperti.

Publicare AG | Vorderer Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefono 056 484 15 00 | Telefax 056 484 15 11
info@publicare.ch | www.publicare.ch