



Produktkatalog Hernien-Unterwäsche
und Herniengürtel für Stomaträger.

Einfach mehr Lebensqualität.



Sie haben die Wahl.

Ihr Stoma-Team kennt die Antworten auf Ihre Fragen.



Wir freuen uns, Ihnen unsere Kollektion der Hernien-Wäsche und -Gürtel vorzustellen. Diese Produkte werden in der Schweiz exklusiv durch Publicare vertrieben. Sie sind für Sie und Ihn in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich.

Hernien-Wäsche und -Gürtel werden häufig als Prophylaxe zur Vorbeugung oder als Unterstützung bei einer bestehenden Hernie (Bruch) empfohlen.

Alle Produkte sind in verschiedenen Grössen erhältlich und werden individuell für Sie angefertigt. Sie wählen zwischen Gürtel und Unterwäsche und bestimmen den Schnitt, die Form und die Farbe.

Die Produkte tragen Sie, wie empfohlen, über dem Stomabeutel oder Sie lassen eine Öffnung auf Ihr Stoma anpassen. Infos und eine Anleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Lassen Sie sich bei der Bestellung der Hernienunterwäsche oder der -Gürtel von Ihrer Stomatherapeutin oder von unserem Kundendienst beraten. Mit einem Rezept können wir diese Produkte an Ihre Krankenkasse verrechnen im Rahmen der jährlichen Stoma-Limite.

Wir kennen die Antworten auf Ihre Fragen. Rufen Sie uns einfach an: Telefon 056 484 15 00 oder senden Sie eine eMail an info@publicare.ch. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Publicare AG

Herniengürtel für Frauen und Männer.



Stoma-Herniengürtel sind aus einem einzigartigen dehnbaren Material hergestellt, welches unterstützend wirkt. Der Druck verteilt sich regelmässig auf den ganzen Gürtel während die Flexibilität eine normale Stomafunktion garantiert.



Easy Peel Belt
Klettverschluss



Tube Belt
Schlupfform

Bei Tests wurde festgestellt, dass der Gürtel sehr angenehm zu tragen ist, da kein Gefühl der Einschränkung entsteht und er eine exzellente Unterstützung aufweist

Erhältlich ist der Gürtel auch als Schlupfform «Tube Belt» und für Frauen mit Spitzenüberzug.

Easy Peel Belt
Klettverschluss

Nachträglich
angebrachte
Öffnung

Easy Peel Belt
Klettverschluss



Die Vorzüge auf einen Blick

- Unterstützung des Unterleibs während körperlichen Aktivitäten
- Kann über dem Stoma und Beutel getragen werden
- Soft Velcro-Verschluss ermöglicht einfaches Anziehen und zeichnet sich durch volle Anpassung aus
- Erhältlich in 5 Größen, S – XXL oder nach Wunsch
- Erhältlich in 15 cm, 20 cm und 26 cm Breite oder nach Wunsch
- Nichtrutschende Abschlusskante, welche das Rutschen oder Zusammenrollen des Gürtels verhindert
- Erhältlich in Hautfarbe, Schwarz oder Weiss
- Die Gürtel werden gemäss persönlichen Angaben hergestellt



Sanfte Gewebestütze

Hernien-Unterwäsche für Frauen.



Die Hernien-Unterwäsche mit sanfter Gewebestütze wurde gezielt für Frauen entwickelt. Dank der integrierten Verstärkung und der hoch geschnittenen Taille stabilisiert sie die Stomaumgebung.



AMI AL Slip
schwarz



AMI AL Shorts
weiss

Die Unterwäsche aus Baumwolle und Lycra wurde aus antibakteriellem Gewebe gefertigt. Somit wird der Geruch stark reduziert und Bakterien können sich nur minimal verbreiten.

Die Wäsche (AMI AL) ist mit oder ohne Bein in Hautfarbe, Schwarz und Weiss erhältlich.

Starke Gewebestütze

Hernien-Unterwäsche für Frauen und Männer.



AMI SPX



AMI SPX

Die äusserst bequeme Hernien-Unterwäsche hält den ganzen Unterbauch bis hin zum Rippenbogen kompakt zusammen. So erhalten Sie nicht nur eine schöne Silhouette sondern beugen auch der Entstehung von Hernien vor.

Die Wäsche kann mit einer angepassten Stomaöffnung bezogen werden.







Der Schritt ist mit Klettverschluss, kombiniert mit zusätzlichen Druckknöpfen sowie auch ohne Öffnung erhältlich. Die Unterwäsche ist ausserdem mit Beinen verfügbar.

Alle Artikel sind in Hautfarbe, Schwarz und Weiss sowie für Frauen mit Spitzenüberzug verfügbar.



Starke Gewebestütze



Hernien-Unterwäsche für Frauen.



Tiefe Taille

Hohe Taille


Mit Bein



Verschluss

1. Klettverschluss
2. Klettverschluss mit Druckknöpfen


Auf Wunsch erhältlich mit
angepasster Stomaöffnung.



Alle Modelle AMI SPX sind in Haut-
farbe, Schwarz oder Weiss sowie mit
Spitzenüberzug verfügbar.



Starke Gewebestütze

Hernien-Unterwäsche für Männer.





Auf Wunsch erhältlich mit
angepasster Stomaöffnung.



Alle Modelle AMI SPX sind in
Hautfarbe, Schwarz oder Weiss
verfügbar.



Tiefe Taille




Hohe Taille




Mit Bein




Anziehhilfe.



Für Unterwäsche ohne Loch Schritt A, B + D befolgen.



Vielleicht ist es für Sie bequemer wenn Sie die Unterwäsche im Liegen anziehen. Die Unterwäsche so weit wie möglich hinten und vorne hochziehen. (A+B), so nahe wie möglich zum Beutel hin.



Den Beutel vom Ende her durch die Öffnung ziehen (Abb. C).

Waschanleitung.



Die Unterwäsche so hoch wie möglich ziehen und den oberen Teil des Beutels vorsichtig durch die Öffnung ziehen (Abb. D).

Unterwäsche und Gürtel sind pflegeleicht.

- Es wird eine Wäsche von 40°C empfohlen.
- Sollte die Unterwäsche mit Ausscheidungen in Kontakt kommen, empfiehlt sich eine Wäsche mit 60°C (nur Unterwäsche).
- Die angegebene Waschtemperatur nicht überschreiten, es könnte die Qualität des Materials beeinflussen.
- Unterwäsche oder Gürtel am besten in einem separaten Beutel waschen.
- Bei Velcro-Verschlüssen darauf achten, dass der Verschluss geschlossen ist.
- Tumbler auf mittlere Temperatur einstellen.




Sie sind gut beraten.

Ihre Stomatherapeutin hilft Ihnen bei der Bestellung und Auswahl des richtigen Produktes. Selbstverständlich können Sie sich für eine Beratung auch direkt an uns wenden.

Unterwäsche
erhältlich in Hautfarbe,
Schwarz und Weiss

Grösse	Tallie Mann	Hüfte Frau	Varianten Frau Mann	Varianten Nur Frau
Small	76 – 89 cm	91 – 99 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Tiefe Taille • Hohe Taille 	<ul style="list-style-type: none"> • Klettverschluss • Klettverschluss mit Druckknöpfen
Medium	90 – 103 cm	100 – 108 cm		
Large	104 – 117 cm	109 – 117 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Bein • Ohne Bein 	<ul style="list-style-type: none"> • Spitzenüberzug
XL	118 – 131 cm	118 – 126 cm		
XXL	132 – 145 cm	127 – 135 cm		

Alle Gürtel
erhältlich in Hautfarbe,
Schwarz und Weiss

Grösse	Tallie Frau Mann	15 cm Breite	20 cm Breite	26 cm Breite
Small	75 – 90 cm			
Medium	90 – 105 cm			
Large	105 – 120 cm			
XL	120 – 135 cm			
XXL	135 – 148 cm			

Die Unterwäsche und die Gürtel sind auf Wunsch mit individuell angepasster Stomaöffnung erhältlich. Die Länge und Breite können beliebig angefertigt werden.

Bestellschein Hernien-Unterwäsche.

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

Bestellangaben

Anzahl

Hautfarbe

Schwarz

Weiss

Tiefe Taille

Hohe Taille

Mit Bein

Ohne Bein

Starke Stütze AMI SPX

Grösse S M L XL XXL

Sanfte Stütze AMI AL (Nur mit hoch geschnittener Taille erhältlich)

Konfektionsgrösse

Bestellangaben nur für Frauen

- Klettverschluss
- Klettverschluss mit Druckknöpfen
- Spitzenüberzug

Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel

Art.-Nr. des Stomabeutels

Wenn Sie eine Öffnung wünschen, helfen wir oder Ihre Stomaberatung gerne.

Talon ausfüllen, abtrennen und an Publicare AG, Vorderer Böde 9, 5452 Oberrohrdorf senden.

Bestellschein Stoma-Herniengürtel und Tube-Belt.

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

.....

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

.....

Bestellangaben

Anzahl

- Hautfarbe
- Schwarz
- Weiss
- Loch anfertigen

- 15 cm Breite
- 20 cm Breite
- 26 cm Breite
- Individuelle Breite cm



- Tube-Belt mit eingenähtem Stäbchen zur Verstärkung
- Tube-Belt ohne Verstärkung

Grösse S M L XL XXL
Individuelle Länge cm

Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel



Art.-Nr. des Stomabeutels

Schlupfform «Tube-Belt»



Bitte tragen Sie die gewünschte Öffnung in die Grafik ein.

Gürtel mit Klettverschluss



Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderer Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Breathable Tube Belt für Frauen und Männer.



Der Breathable Tube Belt ist ein atmungsaktiver Gürtel in Schlupfform.

Das leichte Material und die einzigartigen Öffnungen im Stoff sorgen für eine gute Luftzirkulation und lassen Wärme entweichen. Der Gürtel ist dadurch ideal für Freizeitaktivitäten ohne die Unterstützung des Unterleibs zu mindern.



Glättet die Form des Körpers

Diskretes Design für ein gutes Gefühl.



Beidseitig selbsthaftende Silikonbänder und ein geformter Rücken halten den Gurt in Position, erhöhen Passform sowie Komfort und verhindern ein Abrollen.

Besonders praktisch: Der Breathable Tube Belt ist reversibel und kann rechts oder links getragen werden.

Sie sind gut beraten.

Ihre Stomatherapeutin hilft Ihnen bei der Bestellung und Auswahl des richtigen Produktes. Selbstverständlich können Sie sich für eine Beratung auch direkt an uns wenden.

Grösse	Tallie Frau Mann	Breite 15 cm	Breite 20 cm	Breite 26 cm
X-Small	74-82 cm	x	x	-
Small	78-90 cm	x	x	-
Medium	86-98 cm	x	x	x
Large	94-106 cm	x	x	x
XL	102-116 cm	x	x	x
XXL	112-130 cm	-	x	x
XXXL	126-148 cm	-	x	x



Wünschen Sie mehr Support? Dann wählen Sie den Breathable Tube Belt eine Grösse kleiner.

Der Breathable Tube Belt ist auf Wunsch mit individuell angepasster Stomaöffnung erhältlich.

Positionierung der Öffnung für den Stomabeutel

Bitte tragen Sie die gewünschte Öffnung in die Grafik ein.

Art.-Nr. des Stomabeutels



Bestellschein Breathable Tube Belt.

Ausfüllen, abtrennen
und einsenden an:
Publicare AG
Vorderer Bode 9
5452 Oberrohrdorf

Kunde | Kundin

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

.....

Stomatherapeutin | Spital | Arzt

Vorname

Name

Adresse

.....

Telefon

.....

Bestellangaben

Anzahl

Farbe

- Hautfarbe
- Schwarz
- Weiss

Breite

- Breite 15 cm: X-Small bis X-Large
- Breite 20 cm: X-Small bis 3X-Large
- Breite 26 cm: M bis 3X-Large

Grösse

- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL
- XXXL
- Öffnung anfertigen (bitte Position auf Rückseite eintragen)

Wir kennen uns aus. Fragen Sie uns.

Publicare und die Stomaberatungen arbeiten eng zusammen. Gemeinsam wollen wir unsere Kundschaft zufrieden stellen. Die Stomaberatungen wie auch wir sind Ihnen beim Anprobieren der Wäsche sowie beim Einzeichnen der gewünschten Öffnung gerne behilflich.

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Stomaträgern können wir Ihnen weitere Informationen und empfehlenswerte Tipps geben. Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da.

Übrigens, die gesamte Produktpalette zur Versorgung und Pflege Ihres Stomas ist bei Publicare erhältlich.





Publicare AG

Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefon 056 484 15 00 | info@publicare.ch
www.publicare.ch