



Catalogo dei prodotti di
biancheria intima e cinture per
ernia per portatori di stomia.

Semplicemente una migliore qualità di vita.



A voi la scelta.

Il vostro team per il trattamento della stomia conosce le risposte alle vostre domande.



Siamo lieti di presentarvi la nostra collezione di biancheria e cinture per ernia. Questi prodotti vengono distribuiti in Svizzera esclusivamente da Publicare. Sono disponibili per lui e per lei in diverse taglie e modelli.

La biancheria e le cinture per ernia sono spesso raccomandate come profilassi per la prevenzione o come supporto in caso di ernia preesistente (frattura).

Tutti i prodotti sono disponibili in diverse taglie e vengono realizzati su misura. È possibile scegliere tra cinture e biancheria intima e determinare la taglia, la forma e il colore.

I prodotti vanno indossati, come raccomandato, sopra la sacca per stomia oppure praticando un'apertura adatta al vostro stomia. Nelle pagine che seguono trovate alcune informazioni e una guida.

Se desiderate ordinare biancheria intima o cinture per ernia fatevi consigliare dal vostro stomaterapista o dal nostro servizio clienti. Con una prescrizione medica, possiamo addebitare i costi alla vostra cassa malati nell'ambito del limite annuo per la stomia.

Conosciamo le risposte alle vostre domande. Siamo a vostra disposizione al numero 056 484 15 00 oppure tramite e-mail all'indirizzo info@publicare.ch. Saremo lieti di aiutarvi.

Publicare AG

Cinture per ernia per donne e uomini.



Le cinture per ernia stomale sono realizzate con un materiale dall'eccezionale elasticità, in grado di fungere da sostegno. La pressione si distribuisce equamente su tutta la cintura, mentre la flessibilità garantisce il normale funzionamento dello stomaco.



Easy Peel Belt
Chiusura in
velcro



Tube Belt
Forma
tubolare

I test hanno evidenziato che la cintura è molto comoda da indossare, poiché crea la sensazione di limitazione e fornisce un eccellente supporto.

In alternativa, la cintura è disponibile anche in forma tubolare, ovvero «Tube Belt» e, per le donne, con rivestimento in pizzo.



I vantaggi a colpo d'occhio

- Sostiene l'addome durante l'attività fisica
- Può essere indossato sopra lo stomaco e la sacca
- La morbida chiusura in velcro consente una facile vestizione e può essere completamente adattata
- Disponibile in 5 taglie, S-XXL o su misura
- Disponibile in 15 cm, 20 cm e 26 cm di larghezza o su misura
- Bordo antiscivolo per impedire alla cintura di scivolare o arrotolarsi
- Disponibile in color pelle, nero o bianco
- Le cinture vengono realizzate individualmente



Supporti in tessuto morbidi

Biancheria intima femminile per ernia.



Slip AMI AL
nero



Shorty AMI AL
bianco

La biancheria intima per ernia con supporti in tessuto morbido viene prodotta specificatamente per le donne. Grazie al rinforzo integrato e alla vita alta, stabilizza l'area dello stoma.

La biancheria intima di cotone e lycra è realizzata in tessuto antibatterico. In questo modo l'odore si riduce notevolmente e i batteri possono diffondersi solo in minima parte.

La biancheria (AMI AL) è disponibile con o senza gambe in color pelle, in bianco o nero.

Supporti in tessuto rigidi

Biancheria intima maschile e femminile per ernia.



AMI SPX



AMI SPX

La biancheria intima per ernia estremamente confortevole sostiene l'intero addome inferiore fino all'arcata costale. Così, oltre a ottenere una splendida silhouette, è possibile prevenire la formazione di ernie.

La biancheria si può indossare grazie a un'apertura adattata allo stomaco.







Il cavallo è disponibile con velcro, abbinato a bottoni automatici aggiuntivi oppure senza apertura. La biancheria intima è disponibile anche con le gambe.

Tutti gli articoli sono disponibili in color pelle, in nero e bianco e, per le donne, anche con rivestimento in pizzo.



Supporti in tessuto rigidi



Biancheria intima femminile per ernia.



Vita bassa

Vita alta


Con gambe



Chiusura

1. Chiusura in velcro
2. Chiusura in velcro con bottoni automatici

Su richiesta, disponibile con
apertura adattata allo stoma.



Tutti i modelli AMI SPX sono disponi-
bili in color pelle, in nero o bianco o
anche con rivestimento in pizzo.



Supporti in tessuto rigidi

Biancheria intima maschile per ernia.





Su richiesta, disponibile con
apertura adattata allo stoma.



Tutti i modelli AMI SPX sono
disponibili in color pelle,
in nero
o bianco.



Vita bassa




Vita alta




Con gambe




Aiuto alla vestizione.



Per la biancheria intima senza apertura, seguire i passaggi A, B e D.




Potrebbe risultare più comodo indossare la biancheria intima da sdraiati. Tirare il più possibile il davanti e il dietro della biancheria intima verso l'alto. (A e B), il più vicino possibile alla sacca.



Tirare la sacca dalla parte inferiore attraverso l'apertura (fig. C).

Istruzioni di lavaggio.



La biancheria intima e le cinture richiedono poca cura.

- Si consiglia un lavaggio a 40° C.
- Se la biancheria intima dovesse venire a contatto con gli escrementi, si consiglia di lavarla a 60° C (solo la biancheria intima).
- Non superare la temperatura di lavaggio specificata, ciò potrebbe influire sulla qualità del materiale.
- Lavare preferibilmente la biancheria intima e le cinture in un sacchetto separato.
- Assicurarsi che le chiusure in velcro siano chiuse.
- Impostare il programma dell'asciugatrice a una temperatura media.

Tirare la biancheria intima il più possibile verso l'alto e far passare la parte superiore della sacca attraverso l'apertura tirandola con attenzione (fig. D).




Vi diamo i consigli migliori.

Il vostro stomaterapista può aiutarvi al momento dell'ordine per la scelta del prodotto migliore. Naturalmente, potete rivolgervi anche direttamente a noi per una consulenza.

Biancheria intima
disponibile in color pelle,
nero e bianco

Taglia	Vita uomo	Fianchi donna	Varianti donna uomo	Varianti solo donna
S	76 - 89 cm	91 - 99 cm	• Vita bassa • Vita alta	• Chiusura in velcro • Chiusura in velcro con bottoni automatici
M	90 - 103 cm	100 - 108 cm		
L	104 - 117 cm	109 - 117 cm		
XL	118 - 131 cm	118 - 126 cm	• Con gambe • Senza gambe	• Rivestimento in pizzo
XXL	132 - 145 cm	127 - 135 cm		

Tutte le cinture
sono disponibili in color
pelle, nero e bianco

Taglia	Vita donna uomo	15 cm di larghezza	20 cm di larghezza	26 cm di larghezza
S	75 - 90 cm			
M	90 - 105 cm			
L	105 - 120 cm			
XL	120 - 135 cm			
XXL	135 - 148 cm			

Su richiesta, la biancheria intima e le cinture sono disponibili con apertura per lo stoma adattata individualmente. La lunghezza e la larghezza possono essere personalizzate.

Modulo d'ordine per biancheria intima per ernia.

Cliente | Cliente

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

Dettagli dell'ordine

Quantità

☐ Color pelle

☐ Nero

☐ Bianco

☐ Vita bassa

☐ Vita alta

☐ Con gambe

☐ Senza gambe

☐ Supporti rigidi AMI SPX

Taglie

☐ S

☐ M

☐ L

☐ XL

☐ XXL

☐ Supporti morbidi AMI AL (disponibili solo a vita alta)

Taglia di confezione

Dettagli dell'ordine solo per donne

- ☐ Chiusura in velcro
- ☐ Chiusura in velcro con bottoni automatici
- ☐ Rivestimento in pizzo

Posizionamento dell'apertura per la sacca per stomia

No art. della sacca per stomia

Se desiderate un'apertura, non esitate a contattare noi o il vostro consulente per stomia.

Modulo d'ordine per cinture per ernia stomale e cinture Tube Belt.

Cliente | Cliente

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

.....

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

.....

Dettagli dell'ordine

Quantità

☐ Color pelle

☐ Nero

☐ Bianco

☐ Realizzare un'apertura

☐ 15 cm di larghezza

☐ 20 cm di larghezza

☐ 26 cm di larghezza

☐ Larghezza personalizzata
di cm

☐ Tube Belt con bacchette di rinforzo cucite

☐ Tube Belt senza rinforzo

Taglia

☐ S

☐ M

☐ L

☐ XL

☐ XXL



Lunghezza personalizzata di cm

Posizionamento dell'apertura per la sacca per stomia



No art. della sacca per stomia

Si prega di inserire l'apertura desiderata nel grafico.

Forma tubolare Tube Belt



Cintura con chiusura in velcro



Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderer Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Breathable Tube Belt per uomo e donna.



La Breathable Tube Belt è una cintura traspirante in forma tubolare.

Il materiale leggero e le eccezionali aperture nel tessuto garantiscono una buona circolazione dell'aria e consentono la fuoriuscita di calore. La cintura è quindi ideale per il tempo libero sostenendo perfettamente l'addome.



Si adatta
alla forma del
corpo

Design
discreto per
una sensazione
di benessere



Le bande biadesive in silicone e la parte posteriore modellata tengono la cintura in posizione, migliorano la vestibilità e il comfort e ne prevengono lo srotolamento.

Particolarmente pratica: la Breathable Tube Belt è reversibile e può essere indossata sia a destra che a sinistra.



Vi diamo i consigli migliori.

Il vostro stomaterapista può aiutarvi al momento dell'ordine per la scelta del prodotto migliore. Naturalmente, potete rivolgervi anche direttamente a noi per una consulenza.



Taglia	Taglia donna uomo	Larghezza 15 cm	Larghezza 20 cm	Larghezza 26 cm
X-Small	74-82 cm	x	x	-
Small	78-90 cm	x	x	-
Medium	86-98 cm	x	x	x
Large	94-106 cm	x	x	x
XL	102-116 cm	x	x	x
XXL	112-130 cm	-	x	x
XXXL	126-148 cm	-	x	x

Desiderate un sostegno maggiore? Scegliete la Breathable Tube Belt di una taglia più piccola.
Su richiesta, la Breathable Tube Belt è disponibile con apertura per lo stoma adattata individualmente.

Posizionamento dell'apertura per la sacca per stomia

Si prega di inserire l'apertura desiderata nel grafico.

No art. della sacca per stomia



Modulo d'ordine per Breathable Tube Belt.

Compilare, staccare
e inviare a:
Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Cliente

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

.....

Stomaterapista | Ospedale | Medico

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

Telefono

.....

Dettagli dell'ordine

Quantità

Colore

- ☐ Color pelle
- ☐ Nero
- ☐ Bianco

Larghezza

- ☐ Larghezza 15 cm: da XS a XL
- ☐ Larghezza 20 cm: da XS a XXXL
- ☐ Larghezza 26 cm: da M a XXXL

Taglia

- ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
- ☐ Realizzare un'apertura
(si prega di inserire la posizione sul retro)

Siamo degli esperti. Fateci le vostre domande.

Publicare e i consulenti per la stomia lavorano a stretto contatto. Insieme desideriamo soddisfare la nostra clientela. Noi e i vostri consulenti per la stomia saremo lieti di aiutarvi a indossare la biancheria giusta con l'apertura adeguata.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza con i portatori di stomia, possiamo fornirvi ulteriori informazioni e preziosi consigli. Telefonateci, siamo a vostra disposizione.

Da Publicare è inoltre disponibile l'intera linea di prodotti per la cura e il trattamento della stomia.





Publicare AG

Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Telefona 056 484 15 00 | info@publicare.ch
www.publicare.ch