



Catalogue de produits

Catalogue de produits sous-vêtements herniaires et ceintures herniaires pour personnes stomisées

Un service de

 publicare

Votre équipe de stomatologie a les réponses à vos questions.



Vous avez le choix.

Nous sommes ravis de vous présenter notre collection de sous-vêtements et de ceintures herniaires. Ces produits sont commercialisés en Suisse exclusivement par Publicare. Ils sont disponibles pour elle et pour lui en différentes tailles et en différentes versions.

Les sous-vêtements et les ceintures herniaires sont souvent recommandés en prophylaxie afin de prévenir le risque d'hernie ou comme soutien en cas d'hernie existante.

Tous les produits sont disponibles en différentes tailles et sont confectionnés individuellement pour vous. Vous choisissez entre ceinture et slip/culotte, et vous déterminez la coupe, la forme et la couleur.

Vous pouvez porter les produits, comme recommandé, au-dessus de la poche de stomie ou adapter une ouverture à votre poche. Vous trouverez des informations et un mode d'emploi aux pages suivantes.

Lors de votre commande de sous-vêtements ou de ceintures herniaires, demandez conseil à votre stomathérapeute ou à notre service client. Si vous disposez d'une ordonnance, nous pouvons facturer ces produits à votre caisse-maladie dans le cadre de la limite annuelle du matériel de stomie.

Nous avons les réponses à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 056 484 15 00 ou à nous envoyer un e-mail à l'adresse info@publicare.ch. Nous vous aiderons volontiers.

Publicare AG



Ceintures herniaires pour femmes et pour hommes.

Soutien intense des tissus.



Les ceintures pour hernie de stomie sont fabriquées dans une matière extensible unique offrant un effet de soutien. La pression se répartit de façon uniforme sur toute la ceinture alors que la flexibilité garantit un fonctionnement normal de la stomie.



Des tests ont révélé que la ceinture était très agréable à porter, car elle ne donnait aucune sensation de limitation et assurait un excellent soutien.

La ceinture est également disponible en version à enfiler appelée «Tube Belt» et avec dentelle ornementale pour les femmes.

Breathable Belt pour femmes et pour hommes.

Soutien intense des tissus.



Le Breathable Tube Belt est une ceinture respirante à enfiler. Le Breathable Easy Peel Belt est doté d'une fermeture velcro.

Le matériau léger et les ouvertures uniques dans le tissu offrent une bonne circulation de l'air et évacuent la chaleur. Pour ces raisons, la ceinture est



idéale pour les activités de loisirs tout en soutenant parfaitement l'abdomen.

Des bandes de silicone auto-adhérentes des deux côtés et un dos préformé maintiennent la ceinture en position, en améliorent l'ajustement et le confort et l'empêchent de s'enrouler sur elle-même.



Point particulièrement pratique : les Breathable Tube Belts sont réversibles et peuvent être portés à droite ou à gauche.

Ceintures herniaires pour femmes et pour hommes.

Toute une série d'avantages.



Ouverture
ajoutée par
la suite



- Soutien de l'abdomen pendant les activités physiques
- Peut se porter au-dessus de la poche de stomie
- Fermeture velcro permettant un enfilage aisé et caractérisée par un ajustement parfait
- Disponible en 7 tailles, de XS à 3XL, ou à la demande
- Disponible en 15 cm, 20 cm et 26 cm de large ou à la demande
- Bords terminaux antidérapants qui empêchent la ceinture de glisser ou de s'enrouler
- Disponible en beige, en noir ou en blanc
- Les ceintures sont fabriquées selon les données personnelles

Easy Peel Belt, Tube Belt et Shield Belt
Shield Belt avec protection de stomie pouvant être fixée à la ceinture avec une bande velcro (à gauche ou à droite).

Taille	Circonférence au-dessus de la stomie
Small	75 – 90 cm
Medium	90 – 105 cm
Large	105 – 120 cm
X-Large	120 – 135 cm
XX-Large	135 – 148 cm

La ceinture herniaire de stomie et le Shield Belt sont disponibles en trois hauteurs : 15, 20 et 26 cm.

Breathable Easy Peel Belt et Tube Belt

Taille	Circonférence au-dessus de la stomie
X-Small	74 – 82 cm
Small	78 – 90 cm
Medium	86 – 98 cm
Large	94 – 106 cm
X-Large	102 – 116 cm
XX-Large	112 – 130 cm
XXX-Large	126 – 148 cm

Vous souhaitez un soutien renforcé ?
Choisissez un Breathable Tube Belt d'une taille inférieure à votre taille habituelle.



Sous-vêtements herniaires pour femmes et hommes.

Ces sous-vêtements pour hernie extrêmement confortables maintiennent ensemble de façon bien compacte tout le bas du ventre jusqu'à la dernière côte. Non seulement ils subliment votre silhouette, mais ils préviennent aussi l'apparition d'hernies

Les sous-vêtements sont disponibles avec une ouverture pour stomie personnalisée. L'entrejambes est doté d'une fermeture velcro, combinée à des boutons pression, et est également disponible sans ouverture. Ces sous-vêtements sont en outre disponibles avec jambes.

Tous les articles sont disponibles en beige, en noir et en blanc, ainsi qu'avec de la dentelle ornementale pour les femmes.

Breathable Briefs et Shorts pour femmes et pour hommes.

Support en tissu doux.



Les Breathable Briefs et Shorts sont des sous-vêtements herniaires respirants pour un soutien en douceur.


disponibles en version Shorts avec jambes ou en version Brief sans jambes en beige, noir ou blanc.

Le matériau léger et les ouvertures uniques dans le tissu garantissent une bonne circulation de l'air et évacuent la chaleur. Grâce à leur renforcement intégré et à leur taille haute, ils stabilisent la zone qui entoure la stomie. Ces sous-vêtements sont

Taille	Tour de hanche
S/M	71 - 81 cm
M/L	86 - 97 cm
L/XL	102 - 112 cm
XL/2XL	117 - 127 cm
2XL/3XL	132 - 142 cm

Sous-vêtements herniaires pour femmes.



Culottes herniaires pour femmes.



AMI SPX | Taille basse



AMI SPX | Taille haute



AMI SPX | Avec jambes



AMI SPX | Fermeture


1. Fermeture velcro
2. Fermeture velcro avec boutons pression

À la demande, disponible avec ouverture pour stomie adaptée.



Tous les modèles AMI SPX sont disponibles en couleur chair, en noir ou en blanc, ainsi qu'avec dentelle ornementale.





Tous les modèles AMI SPX sont disponibles en beige, en noir ou en blanc.

Taille	Taille Homme	Hanche Femme
Small	76 - 89 cm	91 - 99 cm
Medium	90 - 103 cm	100 - 108 cm
Large	104 - 117 cm	109 - 117 cm
X-Large	118 - 131 cm	118 - 126 cm
XX-Large	132 - 145 cm	127 - 135 cm

Versions Femme | Homme







Taille basse
Taille haute
Avec jambes
Sans jambes

Versions Femme

Fermeture velcro
Fermeture velcro avec boutons pression
Dentelle ornementale

Sous-vêtements herniaires pour hommes.

Support en tissu doux.




AMI SPX | Taille basse

AMI SPX | Taille haute


AMI SPX | Avec jambes

Aide à l'enfilage.




A

Pour les sous-vêtements dépourvus d'ouverture, suivez les étapes A, B et D.




B

Vous trouverez peut-être cela plus confortable d'enfiler les sous-vêtements en position couchée. Relevez le sous-vêtement le plus haut possible à l'arrière et à l'avant. (A et B), le plus près possible de la poche.



C

Tirez la poche par son extrémité pour la faire passer à travers l'ouverture (fig. C).



D

Tirez le sous-vêtement le plus haut possible et faites passer prudemment la partie supérieure de la poche à travers l'ouverture (fig. D).

Instructions de lavage.

Les sous-vêtements et les ceintures sont faciles à entretenir.

- Un lavage à 40°C est recommandé.
- Si les sous-vêtements entrent en contact avec des excréments, un lavage à 60°C est recommandé (sous-vêtements uniquement).
- Ne pas dépasser la température de lavage indiquée, au risque d'altérer la qualité de la matière.
- De préférence, laver les sous-vêtements et les ceintures dans un sac séparé.
- En cas de fermetures velcro, veiller à ce qu'elles soient fermées.
- Régler le séchoir sur une température moyenne.

Vaste assortiment.

Vous en voulez plus ?

Consultez notre boutique en ligne pour trouver d'autres textiles spéciaux pour personnes stomisées.

Laissez-vous convaincre par notre assortiment sur publicare.ch/fr/shop ou en scannant le code QR ci-dessous.



Bon de commande.

Tube Belt, Easy Peel Belt et Shield Belt.


Quantité	Produit	Taille	Circonférence de la stomie	Longueur individuelle	Couleur	Hauteur ceinture	Hauteur individuelle	Shield	Extras
_____	<input type="checkbox"/> Tube Belt (à enfiler)	<input type="checkbox"/> Small	75 – 90 cm	_____ cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> 15 cm	_____ cm	<input type="checkbox"/> à gauche	<input type="checkbox"/> Ajouter une ouverture (merci d'en indiquer le positionnement ci-dessous)
	<input type="checkbox"/> Easy Peel Belt (fermeture velcro)	<input type="checkbox"/> Medium	90 – 105 cm		<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> 20 cm		<input type="checkbox"/> à droite	
		<input type="checkbox"/> Large	105 – 120 cm		<input type="checkbox"/> Noir	<input type="checkbox"/> 26 cm			
	<input type="checkbox"/> Shield Belt (avec protection)	<input type="checkbox"/> X-Large	120 – 135 cm						<input type="checkbox"/> Tube Belt avec baguettes
		<input type="checkbox"/> XX-Large	135 – 148 cm						

Position de l'ouverture pour la poche de stomie
Veuillez indiquer l'ouverture souhaitée sur le schéma.



Tube Belt



Positionnement de l'ouverture



Easy Peel Belt et Shield Belt



Veuillez ajouter les coordonnées au verso.

Bon de commande.

Coordonnées.

Client | Cliente

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom

Prénom

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

No d'art. de la poche de stomie

Remarques

Remplir le talon, le détacher et l'envoyer à Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Bon de commande.

Breathable Tube Belt et Easy Peel Belt.


Quantité	Produit	Taille*	Circonférence de la stomie	Longueur individuelle	Couleur	Ouverture
	<input type="checkbox"/> Tube Belt (à enfiler)	<input type="checkbox"/> X-Small	74 – 82 cm	<input type="checkbox"/> 15 cm: X-Small à X-Large	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Ajouter une ouverture (merci d'en indiquer le positionnement ci-dessous)
		<input type="checkbox"/> Small	78 – 90 cm	<input type="checkbox"/> 20 cm: X-Small à 3X-Large	<input type="checkbox"/> Blanc	
	<input type="checkbox"/> Easy Peel Belt (fermeture velcro)	<input type="checkbox"/> Medium	86 – 98 cm	<input type="checkbox"/> 26 cm: Medium à 3X-Large	<input type="checkbox"/> Noir	
		<input type="checkbox"/> Large	94 – 106 cm			
		<input type="checkbox"/> X-Large	102 – 116 cm			
		<input type="checkbox"/> XX-Large	112 – 130 cm			
		<input type="checkbox"/> XXX-Large	126 – 148 cm			

* Vous souhaitez un soutien renforcé ? Choisissez un Breathable Tube Belt d'une taille inférieure à votre taille habituelle.



Position de l'ouverture pour la poche de stomie

Veillez indiquer l'ouverture souhaitée sur le schéma.

Breathable Tube Belt



Breathable Easy Peel Belt



Veillez ajouter les coordonnées au verso.

Bon de commande.

Coordonnées.

Client | Cliente

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

No d'art. de la poche de stomie

Remarques

Remplir le talon, le détacher et l'envoyer à Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Bon de commande.

Sous-vêtements herniaires.

Informations de commande Breathable Briefs et Shorts

Quantité	Taille	Tour de hanche	Couleur	Jambes	Ouverture
_____	<input type="checkbox"/> S/M	71 – 81 cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Avec	<input type="checkbox"/> Ajouter une ouverture
	<input type="checkbox"/> M/L	86 – 97 cm	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Sans	
	<input type="checkbox"/> L/XL	102 – 112 cm	<input type="checkbox"/> Noir		
	<input type="checkbox"/> XL/2XL	117 – 127 cm			
	<input type="checkbox"/> 2XL/3XL	132 – 142 cm			

Informations de commande de sous-vêtements herniaires

Quantité	Taille	Taille Homme	Hanche Femme	Couleur	Hauteur de taille	Jambes	Femme uniquement	Ouverture
_____	<input type="checkbox"/> S	76 – 89 cm	91 – 99 cm	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Taille haute	<input type="checkbox"/> Avec	<input type="checkbox"/> Dentelle ornementale	<input type="checkbox"/> Ajouter une ouverture
	<input type="checkbox"/> M	90 – 103 cm	100 – 108 cm	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Taille basse	<input type="checkbox"/> Sans	<input type="checkbox"/> Fermeture velcro	
	<input type="checkbox"/> L	104 – 117 cm	104 – 117 cm	<input type="checkbox"/> Noir			<input type="checkbox"/> Fermeture velcro avec boutons pression	
	<input type="checkbox"/> XL	118 – 131 cm	118 – 126 cm					
	<input type="checkbox"/> XXL	132 – 145 cm	127 – 135 cm					

Veillez ajouter les coordonnées au verso.

Bon de commande.

Coordonnées.

Client | Cliente

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Remarques

Stomathérapeute | Hôpital | Médecin

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Positionnement de l'ouverture pour la poche de stomie

Si vous souhaitez une ouverture, n'hésitez pas à vous adresser à nous ou à votre stomathérapeute pour obtenir une assistance.

No d'art. de la poche de stomie

Remplir le talon, le détacher et l'envoyer à Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Nous nous y connaissons. Posez-nous vos questions.

Publicare et votre stomathérapeute travaillent en étroite collaboration. Nous mettons un point d'honneur à trouver la solution qui vous conviendra le mieux pour que vous aimiez porter vos sous-vêtements herniaires et qu'ils vous apportent le soutien dont vous avez besoin.

Forts de notre expérience de longue date auprès des personnes stomisées, nous pourrions vous fournir de plus amples informations et de précieux conseils. Appelez-nous, nous sommes là pour vous.

Par ailleurs, toute la palette de produits pour l'entretien et les soins de votre stomie est disponible chez Publicare.

Avez-vous des questions ?

Nos collaboratrices du service client vous conseillent sur les produits, sur leur utilisation et sur la facturation à l'assurance.



www.publicare.ch
Commander en ligne
24 heures / 7 jours



+41 56 484 1500
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00



+41 56 484 1511
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00



info@publicare.ch
Du lundi au vendredi
De 7 h 00 à 17 h 00



Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf