

Catalogo dei prodotti

Catalogo dei prodotti di biancheria intima e cinture per ernia per portatori di stomia

Un service de



Il nostro team per i prodotti di stomia conosce le risposte alle vostre domande.



A voi la scelta.

Siamo lieti di presentarvi la nostra collezione di biancheria e cinture per ernia. Questi prodotti vengono distribuiti in Svizzera esclusivamente da Publicare. Sono disponibili per lui e per lei in diverse taglie e modelli.

La biancheria e le cinture per ernia sono spesso raccomandate come profilassi per la prevenzione o come supporto in caso di ernia preesistente (frattura).

Tutti i prodotti sono disponibili in diverse taglie e vengono realizzati su misura. È possibile scegliere tra cinture e biancheria intima e determinare la taglia, la forma e il colore. I prodotti vanno indossati, come raccomandato, sopra la sacca per stomia oppure praticando un'apertura adatta al vostro stoma. Nelle pagine che seguono trovate alcune informazioni e una guida.

Se desiderate ordinare biancheria intima o cinture per ernia fatevi consigliare dal vostro stomaterapista o dal nostro servizio clienti. Con una prescrizione medica, possiamo addebitare i costi alla vostra cassa malati nell'ambito del limite annuo per la stomia.

Conosciamo le risposte alle vostre domande. Siamo a vostra disposizione al numero 056 484 15 00 oppure tramite e-mail all'indirizzo info@publicare.ch. Saremo lieti di aiutarvi.

Publicare AG





Cinture per ernia per donne e uomini.

Supporti in tessuto rigidi.



Le cinture per ernia stomale sono realizzate con un materiale dall' eccezionale elasticità, in grado di fungere da sostegno. La pressione si distribuisce equamente su tutta la cintura, mentre la flessibilità garantisce il normale funzionamento dello stoma.



I test hanno evidenziato che la cintura è molto comoda da indossare, poiché crea la sensazione di limitazione e fornisce un eccellente supporto.

In alternativa, la cintura è disponibile anche in forma tubolare, ovvero «Tube Belt» e, per le donne, con rivestimento in pizzo.

Cinture per ernia per donne e uomini.

Supporti in tessuto rigidi.







La Breathable Tube Belt è una cintura traspirante in forma tubolare. La Breathable Easy Peel Belt si chiude con una chiusura in velcro.

Il materiale leggero e le eccezionali aperture nel tessuto garantiscono una buona circolazione dell'aria e consentono la fuoriuscita di calore. La cintura è quindi ideale per il tempo libero sostenendo perfettamente l'addome.

Le bande biadesive in silicone e la parte posteriore modellata tengono la cintura in posizione, migliorano la vestibilità e il comfort e ne prevengono lo srotolamento. E per la massima praticità: le Breathable Belt sono reversibili e possono essere indossate sia a destra che a sinistra.



Cinture per ernia per donne e uomini.

I vantaggi a colpo d'occhio.



- Sostiene l'addome durante l'attività fisica
- Può essere indossata sopra la sacca da stomia
- La chiusura in velcro consente una facile vestizione e può essere completamente adattata
- Disponibile in 7 taglie, dalla XS alla 3XL o su misura



- Disponibile in 15 cm, 20 cm e 26 cm di larghezza o su misura
- Bordo antiscivolo per impedire alla cintura di scivolare o arrotolarsi
- O Disponibile in beige, nero o bianco
- Le cinture vengono realizzate individualmente

Easy Peel Belt, Tube Belt e Shield Belt Shield Belt con una protezione per la stomia da fissare al velcro sulla cintura (a sinistra o a destra).

Taglia	Circonferenza sopra stomia
Small	75 – 90 cm
Medium	90 – 105 cm
Large	105 – 120 cm
X-Large	120 – 135 cm
XX-Large	135 – 148 cm

La cintura per ernia stomale e la Shield Belt sono disponibili nelle altezze 15, 20 e 26 cm.

Breathable Easy Peel Belt e Tube Belt

Taglia	Circonferenza sopra stomia
X-Small	74 - 82cm
Small	78 – 90 cm
Medium	86 - 98 cm
Large	94 – 106 cm
X-Large	102 – 116 cm
XX-Large	112 – 130 cm
XXX-Large	126 – 148 cm

Desiderate un supporto maggiore? Scegliete la Breathable Tube Belt di una taglia più piccola.



Biancheria intima maschile e femminile per ernia.

La biancheria intima per ernia estremamente confortevole sostiene l'intero addome inferiore fino all' arcata costale. Così, oltre a ottenere una splendida silhouette, è possibile prevenire la formazione di ernie. É disponibile la biancheria con apertura per la stomia su misura. Il cavallo è disponibile con velcro, abbinato a bottoni automatici aggiuntivi oppure senza apertura. La biancheria intima è disponibile anche con le gambe.

Tutti gli articoli sono disponibili in beige, nero e bianco e, per le donne, anche con rivestimento in pizzo.

Breathable Briefs e Shorts per donne e uomini.

Supporti in tessuto morbidi.





La Breathable Briefs e Shorts è biancheria intima per ernia traspirante con supporti morbidi.

Il materiale leggero e le eccezionali aperture nel tessuto garantiscono una buona circolazione dell'aria e consentono la fuoriuscita di calore. Grazie al rinforzo integrato e alla vita alta, stabilizza l'area dello stoma. La biancheria intima è disponibile con gambe (shorts) o senza gambe (slip) in beige, nero e bianco.

Taglia	Circonferenza fianchi
S/M	71 - 81cm
M/L	86 - 97cm
L/XL	102 – 112 cm
XL/2XL	117 - 127 cm
2XL/3XL	132 – 142 cm



Biancheria intima femminile per ernia.

Biancheria intima femminile per ernia.




AMI SPX | Vita bassa

AMI SPX | Vita alta

AMI SPX | Con gambe



Su richiesta, disponibile con apertura adattata allo stoma.





- 1. Chiusura in velcro
- 2. Chiusura in velcro con bottoni automatici





Taglia	Vita Uomo	Fianchi Donna
Small	76 – 89 cm	91 - 99 cm
Medium	90 – 103 cm	100 – 108 cm
Large	104 – 117 cm	109 – 117 cm
X-Large	118 – 131 cm	118 – 126 cm
XX-Large	132 – 145 cm	127 – 135 cm

Varianti Donna Uomo	Varianti Solo donna Chiusura in velcro			
Vita bassa				
Vita alta Con gambe	Chiusura in velcro con bottoni auto- matici			
Senza gambe	Rivestimento in pizzo			

Biancheria intima maschile per ernia.

Supporti in tessuto morbidi.




AMI SPX | Vita bassa

AMI SPX | Vita alta

AMI SPX | Con gambe

Aiuto alla vestizione.




Per la biancheria intima senza apertura, seguire i passaggi A, B e D.




Potrebbe risultare più comodo indossare la biancheria intima da sdraiati. Tirare il più possibile il davanti e il dietro della biancheria intima verso

l'alto. (A e B), il più vicino possibile alla sacca.



Tirare la sacca dalla parte inferiore attraverso l'apertura (fig. C).

Istruzioni di lavaggio.



Tirare la biancheria intima il più possibile verso l'alto e far passare la parte superiore della sacca attraverso l'apertura tirandola con attenzione (fig. D).

La biancheria intima e le cinture richiedono poca cura.

- o Si consiglia un lavaggio a 40°C.
- Se la biancheria intima dovesse venire a contatto con gli escrementi, si consiglia di lavarla a 60° C (solo la biancheria intima).
- Non superare la temperatura di lavaggio specificata, ciò potrebbe influire sulla qualità del materiale.
- Lavare preferibilmente la biancheria intima e le cinture in un sacchetto separato.
- Assicurarsi che le chiusure in velcro siano chiuse.
- Impostare il programma dell' asciugatrice a una temperatura media.

Ampio assortimento.

Cercate altro?

Nel nostro shop online trovate altri tessuti speciali per i portatori di stomia.

Convincetevi voi stessi del nostro assortimento su publicare.ch/it/shop o scansionate il codice QR sottostante.





Tube Belt, Easy Peel Belt e Shield Belt.


Quantità	Prodotto	•	Circonferenza sopra stomia	Lunghezza personalizzata	Colore		Altezza per- sonalizzata	Protezione	Extra
	☐ Tube Belt (forma tubolare)	□ Small	75 – 90 cm	cm	Beige	□ 15 cm	cm	☐ A sinistra	Realizzare
		■ Medium	90 – 105 cm		☐ Bianco	□ 20 cm		🗆 A destra	un'apertura (si prega di in-
☐ Easy Peel Belt (con	Belt (con	Large	105 – 120 cm		□ Nero	□ 26 cm			serire la posi- zione sotto)
	chiusura velcro)	☐ X-Large	120 – 135 cm						☐ Tube Belt
	Shield Belt (con protezione)		135 – 148 cm						con bacchette di rinforzo cucite

Posizionamento dell'apertura per la sacca da stomia


Si prega di inserire l'apertura desiderata nel grafico.


Tube Belt





Easy Peel Belt e Shield Belt





Dati di contatto.

Client Cliente	Stomaterapista Ospedale Medico
Nome	Nome
Cognome	Cognome
Indirizzo	Indirizzo
Telefono	Telefono
Teterono	reterono
No art. della sacca per stomia	
Nota	

 $Compilare\ il\ tagliando, staccarlo\ e\ inviarlo\ a\ Publicare\ AG,\ Vorderi\ B\"{o}de\ 9,5452\ Oberrohrdorf.$

Breathable Tube Belt e Easy Peel Belt.


Quantità	Prodotto	Taglia*	Circonferenza sopra stomia	Altezza della cintura	Colore	Apertura
Tube Belt (forma tubolare)	☐ Tube Belt	☐ X-Small	74 - 82 cm	□ 15 cm: da X-Small a X-Large	☐ Beige	Realizzare un'apertura
		Small	78 - 90 cm	□ 20 cm: da X-Small a 3X-Large	Bianco	(si prega di inserire la posizione sotto)
	□ Easy Peel	■ Medium	86 - 98 cm	□ 26 cm: da Medium a 3X-Large	□Nero	
	Belt (con chiusura	Large	94 – 106 cm			
	velcro)	☐ X-Large	102 – 116 cm			
		☐ XX-Large	112 – 130 cm	* Desiderate un supporto maggiore?		
		XXX-Large	e 126 – 148 cm	Scegliete la Breathable Tube Belt di una taglia più piccola.		

Posizionamento dell'apertura per la sacca da stomia


Si prega di inserire l'apertura desiderata nel grafico.


Breathable Tube Belt





Breathable Easy Peel Belt





Dati di contatto.

Client Cliente	Stomaterapista Ospedale Medico
Nome	Nome
Cognome	Cognome
Indirizzo	Indirizzo
Telefono	Telefono
No art. della sacca per stomia	
Nota	

 $Compilare\ il\ tagliando, staccarlo\ e\ inviarlo\ a\ Publicare\ AG,\ Vorderi\ B\"{o}de\ 9,5452\ Oberrohrdorf.$

Biancheria intima per ernia.

Dettagli dell'ordine Breathable Briefs e Shorts

Quantità	Taglia	Circonferenza fianchi	Colore	Gambe	Apertura	
	□ S/M	71 - 81 cm 86 - 97 cm	☐ Beige	☐ Con gambe	Realizzare un'apertura	
	L/XL	102 – 112 cm	□ Nero			
	□ XL/2XL	117 - 127 cm				
	□ 2XL/3X	132 – 142 cm				

Dati dell'ordine biancheria intima per ernia

Quantità	Taglia	Vita uomo	Vita donna	Colore	Altezza della vita	Gambe	Solo per donne	Apertura
	□S	76 - 89 cm	91 - 99 cm	□ Beige	□ Vita alta	□ Con	☐ Rivestimento in pizzo	Realizzare
	□M	90 – 103 cm	100 – 108 cm	☐ Bianco	☐ Vita bassa	□ Senza	Chiusura in velcro	un'apertura
	□L	104 – 117 cm	104 – 117 cm	□Nero			☐ Chiusura in velcro con	
	□XL	118 – 131 cm	118 – 126 cm				bottoni automatici	
	□ XXL	132 – 145 cm	127 – 135 cm					

Dati di contatto.

Compilare il tagliando, staccarlo e inviarlo a Publicare AG, Vorderi Böde 9, 5452 Oberrohrdorf.

Client Cliente	Stomaterapista Ospedale Medico
Nome	Nome
Cognome	Cognome
Indirizzo	Indirizzo
Telefono	Telefono
Nota	
Posizionamento dell'apertura per la sacca da stomia Se desiderate un'apertura, non esitate a contattare noi o il vostro consulente per la stomia.	
No art. della sacca da stomia	

Siamo degli esperti. Fateci le vostre domande.

Publicare e il vostro consulente per la stomia lavorano a stretto contatto. È per noi di centrale importanza trovare la soluzione ideale per voi, per consentirvi di indossare la vostra biancheria per ernia volentieri e nel massimo comfort possibile.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza con i portatori di stomia, possiamo fornirvi ulteriori informazioni e preziosi consigli. Telefonateci, siamo a vostra disposizione.

Da Publicare è inoltre disponibile l'intera linea di prodotti per la cura e il trattamento della stomia.

Avete ulteriori domande?

I nostri collaboratori del servizio clienti vi offriranno volentieri una consulenza sui prodotti, il loro uso nonché sulla fatturazione con l'assicurazione.



www.publicare.ch

Ordinare online 24 ore su 24, 7 giorni su 7

0564841500

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 07.00 alle ore 17.00



0564841511

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 07.00 alle ore 17.00



info@publicare.ch

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 07.00 alle ore 17.00



Publicare AG Vorderi Böde 9 5452 Oberrohrdorf